



Hogar Camas CONFORT 2








Imágenes no contractuales


Confort 2 es una cama asistencial eléctrica que puede utilizarse a la vez como cama **ultra baja**. El chasis de esta cama puede colocarse a dos alturas distintas, mínima de 33,5 cm. y máxima de 40 cm.

Regulación eléctrica: Mando cableado para la regulación eléctrica de las alturas y función de bloqueo para minimizar regulaciones involuntarias.


Garantía de calidad: La cama Confort 2 cumple con las más altas normativas por la mayoría de institutos de las Comunidad Europea (TUV, CERAH).

Descripción de producto	Referencia
Cama asistencial ultra baja	CONFORT 2
Especificaciones técnicas	
Altura	33,5 cm. o 40 cm. 
Largo	217 cm.
Ancho	102 cm.
Colchón	90 cm. x 200 x 12 cm.
Peso de la cama	98,15 kg.
Carga máxima (paciente y colchón)	160 Kg.
Regulación eléctrica	Mando cableado con bloqueo.
Flexión de rodilla regulable	Electricamente -14,8°. 
Reposo de la cabeza regulable	Electricamente 83°. 
Reposapiés regulable	Manualmente. 
Inclinación	84 a 125cm. 
Barandilla	2 de madera.
Incorporador	Instalable en izquierda o derecha.
Frenos	4 independientes en rueda.
Kit de transporte	SI
Cabecero y piecero	Madera
Instalar y desmontar	Fácil
Garantía	
Partes metálicas	5 años.
Partes madera	2 años.
Partes eléctricas	2 años.
Normativa	TUV, CERAH

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Ayuda



Kit de transporte



Somier 2 posiciones



Posición más elevada



Control cableado



Ruedas con bloqueo

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas