



Hogar Elevación BIPEDESTA 200




Imágenes no contractuales

BIPEDESTA 200 es una grúa indicada para la bipedestación, transferencia o el traslado de personas con discapacidad o con escasas facultades motoras que pesen hasta 200 kg. su principal trabajo es el cambio de pañales o acomodo a sanitarios.

Segura: Cuenta con arnés acolchado y con sujeciones seguras y su sistema de control cuenta con aviso sonoro de batería baja y un sistema de emergencia tanto de parada como de bajada. Conforme a los requisitos del reglamento ISO 10535: 2007 aplicable a las grúas para la transferencia de personas.

| Descripción de producto | Referencia |
|---------------------------|--|
| Grúa de traslado | BIPEDESTA 200 |
| Especificaciones técnicas | |
| Altura máxima | 158 cm. |
| Altura mínima | 114 cm. |
| Ancho máximo | 99 cm. |
| Ancho mínimo | 43 cm. |
| Largo | 113 cm. |
| Altura base | 10 cm. |
| Percha | No |
| Ruedas delanteras | 7,5 cm. dobles. |
| Ruedas traseras | 7,5 cm. dobles. |
| Frenos | 2 independientes traseras. |
| Peso grúa | 40 Kg. |
| Carga máxima (paciente) | 200 Kg. |
| Regulación eléctrica | Mando cableado. |
| Emergencia | Parada, bajada manual y alarma de batería. |
| Instalar y desmontar | Fácil, 2 partes. |
| Garantía | |
| Partes metálicas | 2 años. |
| Partes eléctricas | 2 años. |
| Batería | Batería 6 meses. |
| Normativa | ISO 10535: 2007 |

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Fijación de las piernas con cintas.



Pedal de apertura y para de emergencia.



Plataformas reposapiés.



Regulación en altura y basculante.

Sujeto a cambios técnicos