



**Movilidad Eléctrica
e-GUARDIAN 90**



Imágenes no contractuales

Es una silla de ruedas eléctrica pensada para interiores, pero que por sus baterías y motores le permite su uso en exteriores, junto con unas dimensiones ajustadas que permiten un desplazamiento lo mas optimo posible en interiores.

Compacta: Silla muy compacta y plegable lo que facilita su transporte en el maletero del coche y almacenaje, su mando abatible le proporciona un control fiable de dirección.

Descripción de producto	Referencia
Silla de ruedas eléctrica.	e-GUARDIAN 90
Especificaciones técnicas	
Dimensiones largo x alto	95 x 96 cm
Ancho según asiento	58 / 61 / 63 / 65 / 69 cm.
Ancho asiento	39 / 42 / 44 / 46 / 50 cm.
Peso máximo soportado	90 kg 
Peso con baterías.	67 kg 
Peso sin baterías.	40 kg 
Peso batería.	2 x 13.5 kg 
Velocidad máxima	6 km/h 
Distancia recorrida aprox.	18 km 
Pendiente máxima	7° 
Superación de obstáculos	1,5 cm 
Radio de giro	140 cm 
Frenos	Electromagnéticos. 
Tipo de motor	150W. x 2 
Fusible	Térmico 30 A. 
Baterías	12V 38 Ah. GEL. x 2 
Cargador	SI, propio.
Ruedas delanteras	20 cm.
Ruedas traseras	31,75 cm. (12,5")

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año
Normativa	CE

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Ruedas antivuelco



2 baterías



Reposapiés ajustable



Posición plegada



Control intuitivo.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar
Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

360° IPSO MEDICAL
Pensando en las Personas