



**Hogar Elevación
BIPEDESTA 160**




Imágenes no contractuales

BIPEDESTA 160 está destinada para la incorporación y/o descenso de pacientes desde una posición de sentado (silla, inodoro, cama, silla de ruedas) a una posición de pie, permitiendo traslados cortos en un ámbito hospitalario, residencial o en domicilios, ya que su diseño y reducido tamaño ofrece una seguridad, funcionalidad, manejo y fiabilidad sobresalientes.

Segura: Cuenta con arnés de serie y con sujeciones seguras, su sistema de control cuenta con aviso sonoro de batería baja y un sistema de emergencia tanto de parada.

Descripción de producto	Referencia
Grúa de traslado	BIPEDESTA 160
Especificaciones técnicas	
Altura máxima	138 cm.
Altura mínima	102.5 cm.
Ancho máximo	56.5 cm.
Ancho mínimo	56.5 cm.
Largo	92 cm.
Altura base	8 cm. delante.
Percha	No
Ruedas delanteras y central	5 cm. dobles.
Ruedas traseras	10 cm.
Frenos	2 independientes traseras.
Peso grúa	34 Kg.
Carga máxima (paciente)	160 Kg.
Regulación eléctrica	Mando cableado.
Emergencia	Parada, y alarma de batería.
Instalar y desmontar	Fácil.
Garantía	
Partes metálicas	2 años.
Partes eléctricas	2 años.
Batería	Batería 6 meses.
Normativa	ISO 10535: 2007

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



2 ruedas dobles y
2 ruedas dobles centrales.



Plataformas reposapiés.



Regulación en altura y basculante y
fijación de las piernas con cintas.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas