



Imágenes no contractuales

**MINI 135** es una grúa de transferencia para el manejo y traslado de pacientes. Adecuada para pacientes de hasta 135 kg. Estas grúas están diseñadas para ser usadas en casa al igual que en residencias y hospitales. Ofrecen una seguridad, funcionalidad, manejo y fiabilidad sobresalientes.

**Segura:** Cuenta con un amplio rango de trabajo que permite elevar al paciente desde el suelo. Su diseño y reducido tamaño ofrece una seguridad, funcionabilidad, manejo y fiabilidad sobresalientes.

Descripción de producto	Referencia	
Grúa de traslado	MINI 135	
<b>Especificaciones técnicas</b>		
Altura máxima	181 cm.	
Altura mínima	32 cm.	
Ancho máximo	96 cm.	
Ancho mínimo	54 cm.	
Largo	116 cm.	
Altura base	12 cm.	
Percha	360° con caucho	
Ruedas delanteras	7,5 cm. dobles.	
Ruedas traseras	7,5 cm.	
Frenos	2 independientes traseras.	
Peso grúa	33 Kg.	
Carga máxima (paciente)	135 Kg.	
Regulación eléctrica	Mando cableado.	
Emergencia	Parada, batería baja.	
Instalar y desmontar	Motor desmontable.	
<b>Garantía</b>		
Partes metálicas	2 años.	
Partes eléctricas	2 años.	
Batería	Batería 6 meses.	
Normativa	EU. 2017/745	


Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).



Percha con caucho termoinyectado.



Arnés incluido.



Pedal de apertura.

Sujeto a cambios técnicos