



Imágenes no contractuales

La silla de ruedas está **fabricada en aluminio** y no cuenta con ninguna soldadura. Cuenta con un diseño moderno y atractivo, renovando el estilo del sector e incluyendo colores vivos, en un mercado en el que estamos acostumbrados a tonos negros y grisáceos en cualquier silla de ruedas.

La **estructura** de esta silla hace que el usuario pueda aprovechar toda la profundidad del asiento, aumentando en gran medida su comodidad añadiendo soporte lumbar.

Descripción de producto	Referencia
Silla de ruedas.	GUARDIÁN 140 PLUS
Especificaciones técnicas	
Dimensiones largo x alto.	107 x 91,5 cm.
Dimensiones largo x alto.	81 x 91,5 cm. sin reposapiés
Tallas.	41 / 45* / 48 *sólo venta
Ancho, según asiento.	54 / 57 / 61 / 64 / 68 / 72 cm.
Ancho, GIRO con ruedines.	48 / 51 / 55 / 58 / 62 / 66 cm.
Ancho, GIRO ruedas 60 cm.	56 / 59 / 63 / 66 / 70 / 74 cm.
Peso máximo soportado	140 kg. 
Peso	13 kg. 
Radio de giro	107 cm. mínimo. 
Radio de GIRO con ruedines.	48 / 51 / 55 / 58 / 62 / 66 cm. 
Frenos	Manual. 
Ruedas delanteras	20 cm.
Ruedas traseras	60 cm. con freno manual.
Ruedas traseras opción GIRO .	7,5 cm. con freno de pie.

Garantía	
Bastidor	2 años
Resto de componentes	1 año
Normativa	UNE-EN ISO 13485:2018

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5 cm y 1,5kg).



Cojín viscoelástico opcional.



Respaldo partido opcional.



Ruedas antivuelco opcional



Reposapiés elevable opcional.



Freno de acompañante opción.



Desplazamiento lateral



Giro sobre su centro

Sujeto a cambios técnicos